

MedicoBack P-type

Rückenbandage



Produktinformation



MedicoBack P-type ist eine Rückenbandage mit einklettbarer Pelotte, die den gesamten Bereich der Lendenwirbelsäule stabilisiert. MedicoBack P-type hat eine schmerzlindernde Wirkung und kann dank eines speziellen Elektrodenbezuges auch mit einem Nerven- oder Muskelstimulator von schwa-medico angewendet werden.

MedicoBack P-type wird bei leichten und starken Akutschmerzen sowie bei chronischen Schmerzen im Bereich des Rückens angewendet.

Vorteile des MedicoBack P-type

- Der Einsatz der Rückenbandage erfolgt frei von Medikamenten.
- Die Anwendung wirkt schmerzlindernd und ist sehr gut verträglich.
- Die Handhabung ist schnell und einfach.
- MedicoBack P-type kann in Ruheposition und Bewegung getragen werden.



Musterverordnung

Zweckbestimmung

Das MedicoBack P-type dient beim Erwachsenen der Stützung der Wirbelsäule. Es hilft, Schmerzen zu vermeiden und zu lindern.

Größen

Art.-Nr.	Artikel	Größe	Länge
107034	MedicoBack P-type Rückenbandage	S	80-90 cm
107036	MedicoBack P-type Rückenbandage	M	90-100 cm
107037	MedicoBack P-type Rückenbandage	L	100-110 cm
107038	MedicoBack P-type Rückenbandage	XL	110-120 cm
107039	MedicoBack P-type Rückenbandage	XXL	120-130 cm

Lieferumfang

Art.-Nr.	Artikel	Menge
104762	Pelotte mit Massagenoppen	1
104764	Bezug ohne Elektroden	1
104774	Bezug mit Elektrodenkissen 132 x 62 mm	1
107042	Elektrodenpads 132 x 62 mm (VPE = 4 Stück)	1