


# NeoAcu



## NAALDAPPLICATOR

### SNEL EN NAGENOEG PIJNLOOS NAALDEN INBRENGEN DOOR EEN DRUK OP DE KNOP

De elegante oplossing om veilig, snel en zo goed als pijnloos naalden in te brengen. De handzame naaldapplicator is altijd klaar voor gebruik en biedt u én uw patiënten een maximum aan comfort. Op de applicator wordt een cartouche, met daarin de naalden, bevestigd. Omdat de diepte waarin de naalden worden aangebracht gevarieerd kan worden, is de NeoAcu bij zowel lichaams-, oor-, als handacupunctuur te gebruiken. De praktische applicator geeft de acupuncturist volledige vrijheid.

1 cartouche bevat, afhankelijk van doorsnede, 60 óf 70 steriele disposable naalden. De steriele control Guide, die de insteekdiepte van de naald bepaalt, wordt bij iedere patiënt vervangen.

De NeoAcu is in twee kleuren verkrijgbaar: wit en antraciet.

### NEOACU INTRODUCTIE SET BEVAT:



- ▶ 1 x Naaldapplicator
- ▶ 3 x pro 70 naalden cartouche
- ▶ 20 x Control Guide
- ▶ 1 x gebruiksaanwijzing

### NAALDENCARTOUCHES ZIJN ER IN DE VOLGENDE AFMETINGEN:

Cartouche	Ø	Pro70			Pro60
		0,16 mm	0,20 mm	0,25 mm	0,30 mm
Lengte					
15 mm		•	•		
30 mm				•	•
40 mm				•	

Naaldencartouches worden per 5 stuks van één afmeting geleverd.